



Immer auf dem neusten Stand mit dem kostenlosen Newsletter von

TOPITEC®

1 von 1

LIPOPHILE TRICLOSAN - CREME 1% 50,0 G (NRF 11.122.)

Charakteristik: Lipophile Creme (W/O-Creme)

Rezepturbestandteile:

Triclosan	0,5 g
Hydrophobe Basiscreme DAC	zu 50,0 g

**Aktuelle
Herstellungs-
empfehlung!**

Weitere wichtige Informationen siehe NRF 11.122.

Herstellung

Tara der aponorm® Drehdosier-Kruke (TOPITEC® Kruke) einschließlich des Hubbodens mit eingeschobener Werkzeugwelle und anhängender Mischscheibe dokumentieren. Die Einwaage der Bestandteile erfolgt im „Sandwich-Verfahren“, d. h. die Hälfte der Grundlage (24,75 g) einwiegen und glattstreichen. Triclosan auf einer Wägeunterlage* (Analysenwaage) einwiegen und auf der Grundlage, rundum am Krukenrand verteilen, dann restliche Grundlage zu 50,0 g ergänzen. Beim Verschließen der TOPITEC® Kruke – für den nachfolgenden luftarmen Mischvorgang – bitte darauf achten, den Hubboden tief auf die eingewogenen Bestandteile herunter zu schieben.

TOPITEC® AUTOMATIC

Systemeinstellungen:

4:00 Minuten : 700 UpM

TOPITEC® TOUCH

Bitte wählen Sie die Einstellung „Creme fest“, 50 g

Systemeinstellungen (sind bereits hinterlegt):

1. Stufe 1:00 Minuten : 2000 UpM

2. Stufe 4:00 Minuten : 700 UpM

Inprozessprüfung:

Weiche, weiße Creme, die bei visueller Betrachtung gleichmäßig beschaffen erscheint und Luftblasen enthalten darf.

Anmerkungen/Tipps:

- Da der feinkristalline Wirkstoff sich in der Grundlage vollständig auflöst (Lösungsalbe), sind keine Re-, Um- oder Auskristallisierungsvorgänge zu erwarten.
- Bitte berücksichtigen Sie bei Mindergehalt eine mögliche Einwaagekorrektur des Triclosans.
- Die tatsächliche Reihenfolge der Einwaagen der Grundlage und des Wirkstoffes gem. „Sandwich-Verfahren“ sollte dementsprechend protokolliert werden.
- Bitte kopieren Sie zur Rückverfolgbarkeit und zum Verbleib in der Apotheke ihr Herstellungsprotokoll.
- Wir haben für unsere Proben die Rezepturausgangsstoffe der Firma CAELO® verwendet.

*Eingesetzt wurden Wägeschälchen, schwarz, antistatisch 41 x 41 mm (WEPA Best.-Nr. 019305).

Servicecenter TOPITEC® Kompetenzteam

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG · Am Fichtenstrauch 6-10 · 56204 Hillscheid

Claudia Schwan

cschwan@wepa-apothekenbedarf.de

T 02624 107-146

F 02624 107-7146

Barbara Gombert

bgombert@wepa-apothekenbedarf.de

T 02624 107-145

F 02624 107-7145